


Cultura celular mais inteligente.



Monitoramento de cultura celular remota 24 horas por dia, 7 dias por semana

O cultivo de culturas de células pode ser caro, complicado e o processo é demorado. Agora, há uma maneira mais simples. Coloque o CM20 na incubadora, você pode adquirir resultados quantitativos e consistentes remotamente e pode economizar tempo e custo ao fazer cultura de células.



Melhore o seu processo de cultura de células


Resultados quantitativos sem etiqueta

O tubo de observação de monitoramento de incubação permanece dentro da incubadora e examina periodicamente culturas de células, conta a quantidade de células ou colônias e determina a confluência. Quando recebidos do tubo de observação, os dados serão comunicados sem fio de uma estação de trabalho de computador conectada com roteador opcional, para você poder monitorar o progresso da sua cultura sem entrar na sala limpa.



Resultados consistentes em todo o seu laboratório

As taxas de crescimento podem ser alteradas por contaminação, como micoplasma. As informações visuais e os registros quantitativos do CM20 permitem que você identifique esses problemas no início do processo de cultura. Os dados de monitoramento permitem que você verifique se os membros do laboratório estão usando o protocolo correto, efetuando a passagem da célula de tempo sem erros e evitando a subjetividade da contagem manual.



Bom custo-benefício

O sistema CM20 permite que você verifique o status de sua cultura de células de uma estação de trabalho remota, portanto, não há necessidade de entrar na sala de cultura de células. Os dados quantitativos permitem cronometrar com precisão a passagem das células para evitar a destruição de uma cultura de células valiosa.



Cada vez que você entra na sala limpa, há um custo operacional para consumíveis e medição

Reduza os custos operacionais da sala limpa verificando remotamente o status com seu PC ou tablet

www.olympus-lifescience.com

OLYMPUS

OLYMPUS CORPORATION
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tóquio 163-0914, Japão

- OLYMPUS CORPORATION possui certificação ISO14001.
- OLYMPUS CORPORATION possui certificação ISO9001.

• Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais registradas e/ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

• As imagens nos monitores do PC são simuladas.

• As especificações e aparências estão sujeitas a alteração sem aviso prévio ou qualquer obrigação da parte do fabricante.