

让细胞培养更智能



24/7远程细胞培养监控

细胞培养是一个复杂、耗时耗力的过程。现在有一种更为简单的方法。

CM20可以放置在细胞培养箱中，远程获得定量、一致的培养结果，并节省用于细胞培养的时间和成本。



改善您的细胞培养流程


免标记, 获取定量结果

放置于培养箱内的细胞监控系统可以定时拍摄细胞样品, 拍摄完成后自动计算细胞或群落数量, 并确定融合度。数据可通过与路由器连接的计算机工作站进行远程浏览, 无需进入细胞房即可对细胞状态进行监控。



保持稳定的培养结果

细胞生长速率会受到外界培养环境影响而改变, 例如支原体等污染。CM20可以定量记录细胞状态, 让您能够在培养过程中及时发现这些问题。监控数据还可让您检查实验室成员是否遵循相关研究方案和细胞传代要求, 减小人工计数的误差和主观性。



经济, 高效

CM20系统可以让您通过远程工作站检查细胞培养状态, 从而无需进入细胞培养室。定量数据能够确保准确的细胞传代, 避免损坏宝贵的细胞样品。



每次进入细胞室均会产生耗材和测量的相关操作成本。使用 PC 计算机或平板电脑以远程方式进行检查状态可以降低细胞室的运营成本。

<http://www.olympus-lifescience.com.cn/zh/>

OLYMPUS®

北京

地址: 北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座803
邮编: 100027
电话: 86-10-59756006/6116 传真: 86-10-59756809

上海

地址: 上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心10层
邮编: 200031
电话: 86-21-51582084 传真: 86-21-51706226

广州

地址: 广东省广州市环市东路403号广州电子大厦16楼
邮编: 510095
电话: 86-20-61227171 传真: 86-20-61227178

西安

地址: 陕西省西安市南关正街88号长安国际F座22层2203室
邮编: 710068
电话: 86-29-87206108

武汉

地址: 湖北省武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心5号7楼701单元
邮编: 430010
电话: 86-27-82718838 传真: 86-27-82711018

成都

地址: 四川省成都市人民南路四段3号来福士广场T1-11楼
邮编: 610041
电话: 86-28-86703700 传真: 86-28-86703885

沈阳

地址: 辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼3501室
邮编: 110013
电话: 86-24-23342084 传真: 86-24-23341966



欢迎关注微信服务号

N8601654C V01-2106