

UPLFLN4XIPC

製品名称	UPLFLN4XIPC
Product number	N5704200
UPC code	1-U2PC5222
画像	
外形寸法	
問い合わせ	お問い合わせ
製品コード	N5704200
UPCコード	1-U2PC5222
主な用途	• ライフサイエンス
倍率	4
NA	0.13
W.D. (mm)	16.4
対物視野数 (mm)	22
カバーガラス厚 (mm)	1
浸液	空気 (乾燥系)
スプリング	×
補正環	×
絞り	×
色収差補正	Semiapochromat (FL)
同焦点距離 (mm)	45
瞳位置 (mm)	17.1
ねじの種類	W20.32×0.706 (RMS)
明視野 (落射)	×
明視野 (透過)	○
暗視野 (落射)	×
暗視野 (透過)	×
微分干渉 (落射)	×

最終更新日：2023年8月1日

仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

UPLFLN4XIPC

微分干渉 (透過)	×
位相差	◎
レリーフコントラスト	×
偏光	△
蛍光 (B, G励起)	○
UV蛍光 (365 nm)	○
多光子励起	×
TIRF	×
赤外	×
白色干渉	×
オートフォーカス	×