



XLPLN10XSVMP

Nome do produto	XLPLN10XSVMP
Product number	N5202500
UPC code	FV-U2B988
Imagem	
Dimensão	
Consulta	Contactos
Linha	Linha A
Product number	N5202500
UPC code	FV-U2B988
Aplicação principal	<ul style="list-style-type: none"> • Ciências da vida
Ampliações	10
Abertura numérica (A.N.)	0,6
Distância de trabalho (D.T.) [mm]	8
Número de campo de objetiva [mm]	18
Espessura da tampa de vidro (mm)	0 - 0,23
Líquido de imersão	SCALEVIEW-A2 (water, silicone oil, and normal oil available)
Acionada por mola	N/A
Colar de correção	Sim
Remarks (Correction collar)	Brain sample index mismatch Refractive index of immersion: 1.33 - 1.52 Cover Glass: 0 - 0.23mm
Diafragma de íris	N/A
Grau de correção de aberração cromática	-
Parfocalizar distância [mm]	75

Última atualização: Mar 25 2022

As especificações, o design e os acessórios estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante.

XLPLN10XSVMP

Posição de plano focal posterior (BFP) [mm]	-48.1
Tipos de rosca	M34 x 1
Campo claro (refletido)	N/A
Campo claro (transmitido)	Limitação
Campo escuro (refletido)	N/A
Campo escuro (transmitido)	N/A
Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido]	N/A
Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido]	Limitação
Contraste de fase	N/A
Contraste de relevo	N/A
Luz polarizada	Limitação
Fluorescência (Excitação B, G)	Limitação
Fluorescência UV (a 365 nm)	N/A
Multifóton	Excelente
TIRF	N/A
IR	N/A
WLI	N/A
Foco automático	N/A

Última atualização: Mar 25 2022

As especificações, o design e os acessórios estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante.